

デュオジェルクッション（CK-385/CK-395） 取扱説明書*

この度は、デュオジェルクッションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用ならびにお取扱いの際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

※このクッションは本体のウレタンとジェルを保護するためにインナーカバー（半透明の中袋）に入っています。このインナーカバー（半透明の中袋）は絶対に取り外さないでください。

ご使用上の注意

- ご使用の際は、流動性ジェルが均一な状態でのご使用が最適な商品となります。内部ジェルが極端に偏った状態でのご使用は商品の破損に繋がる可能性があります。
- カバーについている「FRONT」タグを前（膝側）にしてご使用ください。
- 室温でのご使用が推奨される商品です。（上限 40℃ 下限 -20℃）
- クッションに飛び乗ったり、過度の加重を掛けたりしないでください。
商品の破損に繋がる可能性があります。（最大使用者体重：100kg まで）
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。ウレタンが破損したり、ジェルが漏れ出してしまう可能性があります。
- 流動性ジェルは人体に無害ですが、万一漏れ出して床等に付着した場合は、油污れ用の洗剤を使用して落としてください。ジェルの成分が残っていると滑り易くなりますのでご注意ください。

カバーのお手入れ方法

- 専用力カバー（黒）は取り外して洗濯することができます。



- ・洗濯機の場合：40℃弱水流
 - ・塩素系漂白剤、アイロン、ドライクリーニング不可
 - ・直射日光を避け、陰干ししてください
- インナーカバーについた汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
（本体のウレタンとジェルは洗淨することが出来ません）

材質

- ・本体：ウレタンフォーム
- ・ジェル：シリコンジェル
- ・インナーカバー：ウレタンフィルム
- ・専用力カバー：上面/ポリエステル、
ウレタンフィルムラミ加工
（防水、伸縮）
下面：ターポリン（防水）

保管方法

- 商品の劣化を防ぐため、保管する際はクッションを平らに置くようにしてください。

*専用力カバーのみの販売もご用意しております。

株 式 会 社 ケ ー プ 神奈川県横須賀市平成町 2-7
TEL046-821-5511（代表） FAX046-821-5522